

乙醇消毒剂中乙醇含量的测定

1-1 前言

消毒剂用于杀灭传播媒介上病原微生物,使其达到无害化要求,将病原微生物消灭于人体之外,切断传染病的传播途径,达到控制传染病的目的。乙醇消毒剂是指主要以乙醇为原料制成的消毒剂,其中乙醇的含量通常采用气相色谱检测,本方法参考国标乙醇消毒剂卫生标准(GB26373-2010),测定乙醇消毒剂中乙醇的含量。

1-2 仪器设备和试剂

- 2.1 气相色谱仪(GC1120,上海舜宇恒平科学仪器有限公司),具有填充柱进样口,柱温箱十阶程序升温,氢火焰检测器,反控色谱工作站。
- 2.2 色谱柱: 填充柱 GDX-103, 长度 2mm, 内径 3mm
- 2.3 气源: 氢气发生器(北京中惠普 SPH-300), 空气发生器(北京中惠普 SPB-3), 氮气钢瓶(带减压阀, 氮气纯度 99.999%)
- 2.4 电子分析天平: FA2004 (万分之一,上海舜宇恒平科学仪器有限公司)
- 2.5 乙醇标样。

1-3 分析条件和结果

3.1 色谱条件

进样口: 230℃; 检测器: 230℃; 柱温: 140℃, 恒温 8min; 检测器: 230℃; 载气: 阀刻度 5圈; 氢气: 阀 4.5圈; 空气: 阀 4.5圈;

3.2 标样谱图




图 1 0.5%乙醇标样谱图



3.3 标样线性

标准曲线的绘制:配置乙醇浓度分别为 0.1%、0.2%、0.3%、0.5%、1.0%和 2.0%的乙醇标准系列,取 1uL 标液进入气相色谱测其峰高,以乙醇峰高对其含量绘制标准曲线。

根据以上步骤进行标准样品检测,数据结果绘制标准曲线如下:




图 1 标准曲线

图 2 中显示, 乙醇标准曲线的相关因子(校准系数)大于 0.998,符合国标检测要求。